

AQUASAFE®

TOILETTENSTÜTZGESTELL STANDARD/VERSTELLBAR

TOILET FRAME STANDARD/ADJUSTABLE

TOILETSTEUNREK STANDAARD/VERSTELBAAR

GEBRAUCHSANWEISUNG
USER MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING



Abbildung – Art.-Nr. 52841



54841 | 54842

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produkts. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für eine sichere und gefahrlose Nutzung. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgsam durch und bewahren Sie diese stets griffbereit auf.

INHALT

Das Produkt wird in einem Karton geliefert. Der Karton dient der Aufbewahrung/Wiedereinlagerung und darf nicht entsorgt werden. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Beschädigungen sind umgehend dem Lieferanten zu melden. Spätere Reklamationen können nicht angenommen werden.

Lieferumfang

- Aufbewahrungskarton
- Toilettenstützgestell
- Diese Gebrauchsanweisung

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. **52841**

Breite: 60 cm

Tiefe: 45,5 cm

Höhe: 69,5–84,5 cm [7-fach verstellbar]

Breite zwischen den Armlehnen: 49 cm

Gewicht: 3 kg

Max. Belastbarkeit: 120 kg

Art.-Nr. **52842**

Breite: 52,5–71 cm [7-fach verstellbar]

Tiefe: 42 cm

Höhe: 65–80 cm [7-fach verstellbar]

Breite zwischen den Armlehnen: 43,5–63 cm

Gewicht: 4 kg

Max. Belastbarkeit: 120 kg

VERWENDUNG

Das stabile und einfach zu reinigende Toilettenstützgestell der AQUASAFE®-Serie dient als nützliche Stütze beim Toilettengang. Die Freihöhe unter der Verstrebung beträgt 42 cm (ohne Höheneinstellung). Es wird um die Toilettenschüssel gestellt und dient als Stütze beim Aufrichten und Hinsetzen.

MONTAGE [Art.-Nr. 52841]

Das Toilettenstützgestell wird fertig montiert geliefert und ist somit sofort einsatzbereit.

MONTAGE [Art.-Nr. 52842]

Bringen Sie die Querträger am linken und rechten Rahmen an. Schieben Sie die Querstange auf den Stumpf, richten Sie die Löcher aus und setzen Sie einen „E-Clip“ ein. Stellen Sie sicher, dass beide Querstangen auf die gleiche Breite eingestellt sind. **So stellen Sie die Breite ein:** Entfernen Sie die „E-Clips“ und schieben Sie die Querstange in die gewünschte Position. Richten Sie die Löcher aus und setzen Sie die „E-Clips“ wieder ein. Stellen Sie sicher, dass beide Traversen auf die gleiche Breite eingestellt sind.

SICHERHEITSHINWEISE

Prüfen Sie das Toilettenstützgestell regelmäßig auf seinen Zustand. Achten Sie dabei auf Verformungen und Risse. In diesem Fall dürfen Sie das Gestell nicht mehr benutzen. Die Gummifüße sollten regelmäßig überprüft und ggf. ersetzt werden. Achten Sie bei der Höhenverstellung darauf, dass die vier Beine den Boden berühren und in der gleichen Höhe eingestellt und eingerastet sind. Kontrollieren Sie bei Art.-Nr. 52842 auch regelmäßig, ob alle vier Clipse fest eingerastet sind.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Alle Teile des Toilettenstützgestells sollten regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Zur Reinigung verwenden Sie ein feuchtes Tuch, bei stärkeren Verschmutzungen setzen Sie ein mildes Reinigungsmittel ein. Zur Desinfektion ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel verwenden, bitte beachten Sie dabei die Gebrauchsvorschriften des Herstellers.

GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Sie beinhaltet Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Gewährleistung entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln. Bei Nichtbeachtung der Vorgaben dieser Gebrauchsanweisung, bei unsachgemäßer Wartung oder unbefugten Eingriffen in das Produkt, ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers, erlöschen alle Haftungs- und Gewährleistungsansprüche mit sofortiger Wirkung.

ENTSORGUNG

Bitte entsorgen Sie das Toilettenstützgestell auf eine umweltgerechte Art über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die aktuell geltenden Vorschriften.