

Unsere Rollatoren
erleichtern Ihren Alltag.

Sanitätshaus Wolf



**ORTHOPÄDIE- UND
REHATECHNIK**

Sei ein Fuchs, geh zum Wolf



UNSERE STÄRKEN

- Orthopädietechnik
- Orthopädeschuhtechnik
- Neuroorthopädie
- Reha-Technik
- Sanitätshaus
- Kompression
- Home Care
- Podologie





Aktiv und unabhängig
- so gewinnt Ihr Alltag
wieder mehr an
Qualität und Sie an
Lebensfreude

Unsere Rollatoren erleichtern Ihren Alltag.

In den verschiedensten Lebenslagen wollen wir auch weiterhin selbständig und mobil agieren. Manchmal stellt uns dies jedoch vor kleine Herausforderungen. Mit dem richtigen Hilfsmittel meistern Sie auch jene.

Gehen Sie bewusst mit Veränderungen um. Dann schaffen Sie das. Wir begleiten Sie gerne dabei.

Eine große Stütze, im wahrsten Sinne des Wortes, ist der Rollator. Er hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiter entwickelt und wurde von einer fahrbaren Gehhilfe zu einem modischen Alltagsbegleiter.

Voraussetzung hierfür ist ein stabiler und leichter Rahmen, pannensichere Räder, Handgriffe und -bremsen. Eine Sitzfläche gibt die Möglichkeit zum Verweilen und Ausruhen. Praktisches Zubehör, wie z.B. Stockhalter, Lampen, Einkaufstaschen und vieles mehr machen den Rollator zum idealen Gefährten im Alltag.

Wie unterscheiden wir?

Unser Sortiment bietet Ihnen sowohl eine Auswahl an Außen- wie auch Wohnraumrollatoren.

Der Außen-, auch Alltagsrollator genannt, erleichtert Ihnen die Mobilität außerhalb der eigenen vier Wände.

Er unterstützt Sie auf weiteren Wegstrecken sowie bei kleinen Einkäufen und gibt Ihnen das entsprechende Gefühl von Sicherheit.

Im Vergleich zum Außenrollator hat der Wohnraumrollator wesentlich kleinere Räder und einen kleineren Wenderadius. Er dient ausschließlich für die Nutzung innerhalb der Wohnung und ist schmaler gebaut, um platzsparender genutzt zu werden. Für das entscheidende Plus an Eigenständigkeit und Komfort im eigenen Zuhause.

Verlässlicher Partner auf
jedem Schritt.
Mit dem Rollator in jeder
Situation
sicher unterwegs sein.



Topro Pegasus Carbon

Außenrollator

Technische Details:

Größe	M
Max. Länge x Breite	65 x 64 cm
Gewicht (mit Einkaufstasche)	6,6 kg
Empfohlene Benutzergröße	150 - 200 cm
Max. Benutzergewicht	130 kg
Max. Zuladung Einkaufstasche	10 kg
Sitzbreite	43,5 cm
Sitzhöhe	63 cm



Funktionen:

- Höhenverstellbare Handgriffe mit integrierter Aufstehhilfe
- Integrierte Bremskabel und Reflektoren
- Stoßabsorbierende Reifen

Farben:

-  weiß
-  stahlblau
-  weinrot

Mögliches Zubehör finden Sie unter „Zubehör für die Topro-Modelle“

Topro Olympos ATR

Außenrollator

Farben (matt)
für Modell S & M:



Technische Details:

Größe	S	Slim M	M
Max. Länge x Breite	77 x 68 cm	77 x 62 cm	77 x 68 cm
Gewicht (mit Rädern und Einkaufstasche)	8,7 kg	8,3 kg	8,9 kg
Empfohlene Benutzergröße	140 - 170 cm	150 - 195 cm	150 - 195 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg
Max. Zuladung Einkaufstasche	15 kg / 10 l	15 kg / 10 l	15 kg / 12 l
Sitzbreite	47 cm	40 cm	47 cm
Sitzhöhe	54 cm	60 cm	60 cm

Funktionen:

- Höhenverstellbare Handgriffe mit integrierter Aufstehhilfe
- Abnehmbare, geräumige, wasserdichte, verschließbare Einkaufstasche
- Einfaches Fahren durch Kugellager in Gabeln und Rädern
- Große stoßabsorbierende Bereifung



Mögliches Zubehör finden Sie unter „Zubehör für die Topro-Modelle“

Topro Troja 5G

Außenrollator

Technische Details:

Größe	S	M
Max. Länge x Breite	65 x 60 cm	65 x 60 cm
Gewicht (mit Rädern und Einkaufstasche)	7,6 kg	7,8 kg
Empfohlene Benutzergröße	135 - 170 cm	150 - 200 cm
Max. Benutzergewicht	125 kg	150 kg
Max. Zuladung Einkaufstasche	10 kg / 15 l	10 kg / 15 l
Sitzbreite	45,5 cm	45,5 cm
Sitzhöhe	54 cm	63 cm



Funktionen:

- Höhenverstellbare Handgriffe mit integrierter Aufstehhilfe und Klingel
- Abnehmbare Einkaufstasche mit Reflektoren, Reißverschluss, Schultergurt
- Einfaches Fahren durch Kugellager in Gabeln und Rädern
- Stoßabsorbierende Reifen

Farben (matt)

-  silber
-  blau
-  weinrot
-  schwarz



Mögliches Zubehör finden Sie unter „Zubehör für die Topro-Modelle“

Topro Troja Original

Außenrollator

Farben (matt):



silber



weinrot

Technische Details:

Größe	XS	S	M
Max. Länge x Breite	65 x 51 cm	65 x 60 cm	65 x 60 cm
Gewicht (mit Rädern und Einkaufstasche)	6,1 kg	6,6 kg	6,8 kg
Empfohlene Benutzergröße	120 - 160 cm	130 - 170 cm	150 - 200 cm
Max. Benutzergewicht	125 kg	165 kg	165 kg
Max. Zuladung Einkaufstasche	5 kg / 11 l	10 kg / 20 l	10 kg / 20 l
Sitzbreite	36 cm	45,5 cm	45,5 cm
Sitzhöhe	51 cm	54 cm	63 cm

Funktionen:

- Verstellbare Handgriffe
- Einfach und einhändig zu bedienende Längsfaltung
- Einkaufsnetz für direkten Zugriff auf den Inhalt
- Einfaches Fahren durch Kugellager in Gabeln und Rädern



Mögliches Zubehör finden Sie unter „Zubehör für die Topro-Modelle“

Russka Elan Classic

Außenrollator

Technische Details:

Größe	S	M
Max. Länge x Breite	68 x 61,5 cm	68 x 61,5 cm
Gewicht (mit Rückengurt, Stockhalter und Einkaufstasche)	6,48 kg	6,56 kg
Empfohlene Benutzergröße	150 - 175 cm	170 - 200 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg	150 kg
Max. Zuladung Einkaufstasche	5 kg	5 kg
Sitzbreite	41 cm	41 cm
Sitzhöhe	54 cm	60 cm



Funktionen:

- Höhenverstellbare Handgriffe
- Einkaufstasche, Stockhalter und Rückengurt inbegriffen
- Integrierte Ankipphilfe

Farben:

-  rot
-  champagner



Mögliches Zubehör finden Sie unter „Zubehör für die Topro-Modelle“

Drive Migo 2G

Standard-Rollator

Farbe:

Wie auf Beispielbild
zu sehen

Technische Details:

Größe	Einheitsgröße
Max. Länge x Breite	61 x 58 cm
Gewicht (mit Einkaufstasche)	8,3 kg
Max. Benutzergewicht	130 kg
Sitztiefe	23,5 cm
Sitzbreite	43,5 cm
Sitzhöhe	63 cm



Funktionen:

- Korb, Tablett und Stockhalter inklusive
- Höhenverstellbare Handgriffe von 80cm bis 100cm
- Abnehmbares Tablett

Kostenpflichtiges Zubehör:

- Rollatornetz
- Abdeckhaube
- Rollatorschloss

Trust Let's Dream

Wohnraum-Rollator

Technische Details:

Größe	Einheitsgröße
Max. Breite	55 cm
Gewicht (mit Einkaufstasche)	7,4 kg
Max. Benutzergewicht	100 kg
Max. Zuladung Tablett	5 kg
Max. Zuladung Korb	3 kg



Funktionen:

- Höhenverstellbare Handgriffe von 85,5cm bis 95,5cm
- Einfach zu manövrieren - auch in engen Räumen
- Abnehmbares Tablett



Farbe:

Wie auf
Beispielbild
zu sehen



Zubehör für die Topro-Modelle

Beim Rollatorkauf sind verschiedene Punkte, ganz individuell, zu bedenken. Kommen Sie in eine unserer Filialen und lassen Sie sich von unserem kompetenten Team beraten.

Zubehör für andere Modelle auf Anfrage.



Netztasche



„Die Haltbarkeit unserer Produkte im harten Alltagseinsatz zeigt, dass wir mit unserem hohen Qualitätsanspruch richtig liegen.“

Tablett



Rückengurt mit oder ohne Polster



Transporttasche



Schirm mit Multifunktionsarm



Stockhalter





Sanitätshaus Wolf



ORTHOPÄDIE- UND
REHATECHNIK

Rollator- Gutschein*

100,00€

Sie möchten einen neuen Rollator? Dann bringen Sie Ihren bisherigen Standardrollator, den Sie von uns bekommen haben, in eine unserer Filialen. Wenn Sie sich bei uns einen neuen, hochwertigen Rollator kaufen, erhalten Sie im Tausch dafür 100 € Rabatt.

* Das Angebot gilt nur für Rollatoren, die Sie ursprünglich von uns erhalten haben.

STAMMSITZ

Sei ein Fuchs, geh zum Wolf

**Orthopädie- und Reha-Technik Wolf
GmbH & Co. KG**

Das Sanitätshaus
Puschstraße 6
04103 Leipzig

Telefon: 0341 711660
Fax: 0341 7116681

info@wolf-orthopaedie.de
www.wolf-orthopaedie.de



sanitaetshaus_wolf



Sanitätshaus Wolf



sanitaetshauswolf

UNSERE SANITÄTSHÄUSER

Eutritzsch • Wittenberger Straße 77 • 04129 Leipzig

Telefon: 0341 9114850

Grünau • Stuttgarter Allee 14 • 04209 Leipzig

Telefon: 0341 4201326

Probstheida • Trendelenburgstraße 10 • 04289 Leipzig

Telefon: 0341 35590120

Städt. Klinikum „St. Georg“ 04129 Leipzig

Telefon: 0341 9092403

Wahren • Georg-Schumann-Straße 351 • 04159 Leipzig

Telefon: 034135523444

Zentrum Ost • Johannisplatz 1 • 04103 Leipzig

Telefon: 0341 91998777

Telefon Podologie: 0341 91998778

Zentrum Süd • Dimitroffstraße 26 • 04107 Leipzig

Telefon: 0341 99990331

Bad Lausick • Stadthausstraße 18 • 04651 Bad Lausick

Telefon: 034345 24394

Pegau • Kirchplatz 20a • 04523 Pegau

Telefon: 034296 76311

Oschatz • Altoschatzer Straße 10 • 04758 Oschatz

Telefon: 03435 986834 (mit Orthopädischer Werkstatt)